




UYARILAR VE ÖNLEMLER:

- Stile sadece yetkili, lisanslı bir doktor veya bu tür bir doktor tarafından ve talimati altında yetklendirilmiş başka bir sağlık uzmanı tarafından yerleştirilmelidir.

- Bu talimatlarda açıklanan tıbbi teknikler ve prosedürler, tıbbi açıdan kabul edilebilir olan TÜM protokolleri temsil etmez ve doktorun herhangi bir belirli hastayı tedavi etme konusundaki deneyiminin ve kararının yerini alma amacı taşımaz.
- Stile bükülmüş, kırılmış ise veya başka şekilde kusurlu görünüyorsa kullanmayın.
- Stileyi yerleştirirken her zaman steril yöntemleri izleyin.
- Kateterin hasar görmesini önlemek için stileyi zorlayarak yerleştirmeyin veya çekmeyin.
- Klampaj için sadece düz çeneli forseps kullanın.
- Bu cihaz tek kullanımlıktır. 

-  Herhangi bir yöntemle tekrar sterilize etmeyin.
- Yeniden kullanım enfeksiyona veya hastalığa/yaralanmaya yol açabilir.
- Ambalaj hasar görmüşse kullanmayın. 
- Not: Biyolojik tehlikeleri tesis protokollüne uygun olarak atın.
- Bu cihazı kullanırken dikkati olun. Keskin kısımların bilincinde olun.

STİLE KULLANIMI:

ÖNEMLİ: Bu talimatlar, sadece, kateter yerleştirme prosedürü başladıktan sonra düzleştirme stilesinin kullanımıyla ilgilidir. Bu talimatlar, tam peritoneal kateter yerleştirilme hakkında ayrıntılar içermez. Kateter yerleştirme işlemine başlamadan önce lütfen peritoneal kateter ile birlikte gelen kullanım kılavuzunu okuyun.

- Kateteri, kateter talimatlarında belirtildiği şekilde yağladıktan sonra, düzleştirme stilesini kateter içine yerleştirin. Kateterin ucundan yaklaşık 4 mm yukarıya yerleştirin. Uca doğru daha fazla ilerlemesini önlemek için stile üzerine bir hemostat kelepçeleysin (**kateteri kelepçelemeyin**). **Dikkat: Stileti, kateterin ucundan geçirmeyin. Bu, yerleştirme sırasında yaralanmaya neden olabilir.**
- Kateteri stile ile periton boşluğuna yerleştirin. **Dikkat: İç organlara zarar vermeyin.**
- Kateter yerleştirildiğinde, stileyi nazıkçe çıkarın.
- Peritoneal kateter ile birlikte gelen talimatları izleyerek prosedüre devam edin.

Medcomp® bu cihazın kullanımı için özel bir teknik önermemektedir. Hekim cihazın uygunluğunu bireysel hasta koşullarına ve kendi tıbbi eğitim ve deneyimlerine göre değerlendirmelidir.

GARANTİ

Medcomp® , BU ÜRÜNÜN YÜRÜRLÜKTEKİ STANDARTLAR VE SPESİFİKASYONLARA UYGUN OLARAK ÜRETİLDİĞİNİ GARANTİ EDER. HASTA DURUMU, KLİNİK TEDAVİ VE ÜRÜN BAKIMI BU ÜRÜNÜN PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR. BU ÜRÜNÜN KULLANIMI, REÇETE YAZAN HEKİM TARAFINDAN VERİLEN TALİMATLARA UYGUN OLARAK YAPILMALIDIR.

Sürekli ürün geliştirme, fiyatlar, teknik özellikler ve model kullanılabilirliği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Medcomp®, ürünlerini veya içeriğini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Medcomp®, Medical Components, Inc.'nin şirketinin kayıtlı ticari markalarıdır.

STİLET ZA IZRAVNAVANJE PERITONEALNOG KATETERA UPUTE ZA UPORABU

HRVATSKI

Sterilizirano etilen-oksidom. Sterilno i apirogeno pod uvjetom da pakiranje nije otvoreno ni oštećeno.

STERILE EO 

OPREZ: Prema američkom saveznom zakonu uređaj se može kupiti samo kod liječnika ili na njegovu preporuku.

PRIJE UPORABE DETALJNO PROČITAJTE SVE UPUTE, UPOZORENJA I MJERE OPREZA.

OPIS:

Stileti za izravnavanje peritonealnih katetera izradeni su od nehrđajućeg čelika.

INDIKACIJE:

Stilet za izravnavanje koristi se za zadržavanje ravnog položaja peritonealnog katetera i njegovo manevriranje tijekom umetanja u potrbušnicu.

KONTRAINDIKACIJE:


Upotrebljavajte samo s kateterima koje isporučuje Medcomp®.



MOGUĆE KOMPLIKACIJE:

- ozljede abdominalnih organa
- perforacija mjehura
- perforacija crijeva

- neželjeno preperitonealno postavljanje
- peritonealno krvarenje
- upala potrbušnice
- sepsa

UPOZORENJA I MJERE OPREZA:

- Stilet smiju umetati samo kvalificirani, licencirani liječnici ili drugi zdravstveni djelatnici koje je ovlastio i uputio takav liječnik.
- Tehnike i postupci opisani u ovim uputama ne predstavljaju SVE prihvatljive protokole, a nisu ni namijenjene kao zamjena za liječničko iskustvo i procjenu tijekom liječenja pojedinačnih pacijenata.
- Nemojte upotrebljavati stilet ako je savijen, slomljen ili se čini oštećenim na bilo koji način.
- Uvijek se pridržavajte sterilne tehnike tijekom umetanja stileta.
- Kako biste spriječili oštećenje katetera, nemojte nasilno umetati ili izvlačiti stilet.
- Za stezanje upotrebljavajte isključivo nenazubljene hvataljke.
- Ovaj uređaj namijenjen je za jednokratnu uporabu. 

- Nemojte ponovno sterilizirati ni na koji način. 
- Ponovna uporaba može uzrokovati infekcije ili bojesti/ozljede.
- Ne upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno.
- Napomena: Biološki opasan materijal odložite u skladu s protokolom ustanove. 

- Oprez tijekom upotrebe ovog uređaja. Pazite na oštre dijelove.

UPORABA STILETA:

VAŽNO: Ove se upute odnose samo na uporabu stileta za izravnavanje nakon što je umetanje katetera već u tijeku. One ne obuhvaćaju informacije za umetanje peritonealnog katetera. Prije umetanja katetera pročitajte upute za uporabu priložene peritonealnom kateteru.

- Nakon što podmažete kateter kako je navedeno u uputama za kateter, umetnite stilet za izravnavanje u kateter. Postavite ga otprilike 4 mm iznad vrha katetera. Pričvrstite stezaljku za krvne žile na stilet (**nemojte stezati kateter**) kako biste spriječili njegovo proklizavanje prema vrhu. **Oprez: Nemojte umetati stilet dalje od vrha katetera. To može uzrokovati ozljedu tijekom umetanja.**
- Uvedite kateter sa stiletom u potrbušnu šupljinu. **Oprez: Nemojte oštetiti utrobu.**
- Kada je kateter postavljen, nježno uklonite stilet.
- Nastavite postupak prateći upute priložene peritonealnom kateteru.















Medcomp® ne preporučuje nikakvu određenu tehniku za upotrebu ovog uređaja. Liječnik bi trebao ocijeniti prikladnost uređaja u skladu sa stanjem pojedinog bolesnika i svog liječničkog iskustva.

JAMSTVO

Medcomp® JAMČI DA JE OVAJ PROIZVOD PROIZVEDEN U SKLADU S VAŽEĆIM NORMAMA I SPECIFIKACIJAMA. PACIJENTOVO STANJE, KLINIČKO LIJEČENJE I ODRŽAVANJE PROIZVODA MOGU UTJECATI NA UČINKOVITOST OVOG PROIZVODA. OVAJ JE PROIZVOD POTREBNO UPOTREBLJAVATI U SKLADU S NAVEĐENIM UPUTAMA I PREMA UPUTAMA LIJEČNIKA KOJI PROPISUJE TERAPIJU.


Zbog stalnog poboljšanja proizvoda, cijene, specifikacije i dostupnost modela podložni su promjenama bez prethodne najave. Medcomp® zadržava pravo izmjene svojih proizvoda ili sadržaja bez prethodne najave.

Medcomp® je registrirani zaštitni znak društva Medical Components, Inc.

	Manufacturer *
	Keep Dry *
	Non-pyrogenic *
	Keep Away from Sunlight *
	Sterilized Using Ethylene Oxide *
	Do Not Use if Package is Damaged *
	Use-by Date *
	Do Not Resterilize *
	Batch/Lot Number *
	Catalogue Number *
	Caution, consult Accompanying Documents*
	Do Not Re-use *
	Authorized Representative in the European Community
	Prescription Use Only ***

***This symbol is in accordance with ISO 15223-1.**

***** FDA guidance Use of Symbols in Labeling.**

	EC REP
MPS Medical Product Service GmbH	
Borngasse 20	
35619 Braunfels	
Germany	

	Medical Components, Inc.
1499 Delp Drive	
Harleysville, PA 19438 U.S.A.	
Tel:215-256-4201	
Fax:215-256-1787	
www.medcompnet.com	

CE
2797