

- Federální zákon (USA) omezuje prodej tohoto zařízení na lékaře nebo jeho objednávku.

- ?

STERILIZE

Neresterilizujte.

SKLADOVÁNÍ:

Manipulaci provádějte s opatrností. Neskladujte v prostředí s příliš vysokými teplotami. Proloužené vystavení ultrafialovému záření může způsobit změnu barvy a změny fyzikálních vlastností materiálu dilatátoru.

ZPŮSOB DODÁNÍ:

Samostatně balené v jednotlivých po 10 dilatátorech na krabici. Tento produkt se také dodává s některými soupravami k hemodialýze Medcomp®.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Provedte punkci cévy jehlou.
- Zaveďte pružný (distální) konec vodičho drátu skrze kanylu jehly.
- Vyjměte kanylu jehly a vodičí drát ponechte na místě.
- Posouváním dilatátoru přes vodičí drát provádějte dilataci tkáně v cévě. Vytáhněte dilatátor a zaveďte katétr přes vodičí drát.
- Vyjměte vodičí drát a ponechte katétr na místě.

ZÁRUKA

SPOLEČNOST Medcomp® ZARUČUJE, ŽE TENTO VÝROBEK BYL VYROBEN V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI STANDARDY A SPECIFIKACEMI. FUNKČNOST TOHOTO VÝROBKU MŮŽE BÝT OVLIVNĚNA ONEMOCNĚNÍM PACIENTA, KLINICKOU LÉČBOU A ÚDRŽBOU PRODUKTU. POUŽÍVEJTE TENTO VÝROBEK V SOULADU S POSKYTNUTÝMI INSTRUKCEMI A PODLE POKYŇŮ PŘEDEPISUJÍCÍHO LÉKAŘE.

Z důvodu průběžného vylepšování výrobku podléhá jeho cena, specifikace a dostupnost konkrétního modelu změně bez upozornění. Společnost Medcomp® si vyhrazuje právo upravit své výrobky nebo obsahy bez upozornění.

Medcomp® je registrovaná ochranná známka společnosti Medical Components, Inc.

DAMAR DILATÖRÜ KULLANIM TALİMATLARI

TÜRKÇE

KULLANIM AMACI:

- Damar içine giriş için kısa süreli kullanım.

ENDİKASYONLAR:

- Medcomp® damar dilatörleri, damar veya arterdeki bir kateterin yerleştirilmesi için damar açıklıgını büyütmek amacıyla bir damara perkütan girişi için tasarlanmıştır.

UYARILAR:

Medcomp® damar dilatörleri, maksimum çaplı kılavuz tellerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kullanılacak maksimum kılavuz tel çapı, damar dilatörü etiketleri üzerinde tek tek belirtilmiştir. Kılavuz tellerin kullanımı, daha büyük trombus insidansı ile ilişkilendirilmiştir. Optimum kılavuz tel boyutu ve tedbirli kullanım önerilir.

Medcomp® dilatörler tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır. YENİDEN STERİLİZE ETMEYİN. Yeniden sterilizasyon, materyalin fiziksel özelliklerini değiştirebilir ve denememelidir. Özel hasta anatomisindeki varyasyonlar, perkütan tekniğin kullanımını engelleyebilir.

NOT: Tesis protokolüne göre biyolojik tehlikeyi ortadan kaldırın.

ÖNLEMLER:

Perkütan tekniği sadece deneyimli bir anjiyografi uzmanı tarafından yapılmalıdır. Damar dilatörleri steril ve pirojenik olmayan bir şekilde tedarik edilir. Ambalaj açılmış veya hasar görmüşse kullanmayın. Ambalajdan çıkarılırken ve kullanım sırasında aseptik tekniği kullanın. Otoklav yapmayın. Ambalajdan çıkarılması sırasında dilatörlerin hasar görmesini ve kıvrılmasını önlemek için göbeği kavrayın ve yavaşça ambalajdan çekin. Olası doku hasarını önlemek için dilatörün yerleştirilmesi ve çekilmesi sırasında dikkatli olunmalıdır.

ADVERS REAKSİYONLAR:

Bir anjiyografi prosedürünün uygulandığı her zaman miyokard infarktüsü, kardiyak aritmi, inme veya ölüme sonuçlanabilecek arteriyel duvar hasarı, trombus oluşumu, emboli oluşumu ve plağın

yerinden oynama olasılığı vardır. Hekim, anjiyografi komplikasyonuna ilişkin güncel literatüre aşına olmalıdır.

- Ürün açılmamış, hasarsız ambalajda sterildir. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZE EDİLMİŞTİR

?

STERILE | EO
- Sadece tek kullanımlıktır. **YENİDEN KULLANMAYIN**. Yeniden kullanım enfeksiyona veya hastalığa/yaralanmaya neden olabilir.

?

STERILIZE
- Ambalaj hasar görmüşse kullanmayın.

?

STERILIZE
- (ABD) Federal yasalarına göre bu cihaz, sadece bir doktor tarafından veya doktorun siparişi üzerine satılabilir.

- Yeniden sterilize etmeyin.

?

STERILIZE

SAKLAMA:

Dikkatli taşıyın. Aşırı sıcaklıkta saklamayın. Ultraviyole ışığa uzun süre maruz kalınması renk değiştirmeye ve dilatör materyalinin fiziksel özelliklerinde değişikliklere neden olabilir.

TEDARİK ŞEKLİ:

Karton başına 10 adet dilatör ünitesi halinde tek tek ambaljanlmış. Aynı zamanda bazı Medcomp® Hemodializ kitleri ile birlikte tedarik edilir.

KULLANIM TALİMATLARI:

- Damarı iğneyle delin.
- Kılavuz telin esnek (distal ucunu) iğne kanülünden geçirerek takın.
- Kılavuz teli yerinde bırakarak iğne kanülünü çıkarın.
- Damardaki dokuyu genişletmek için dilatörü kılavuz tel üzerinden geçirin. Dilatörü çıkarın ve kateteri kılavuz tel üzerinden yerleştirin.
- Kateteri yerinde bırakarak kılavuz teli çıkarın.

GARANTİ

Medcomp®, **BU ÜRÜNÜN YÜRÜRLÜKTEKİ STANDARTLAR VE SPESİFİKASYONLARA UYGUN OLARAK ÜRETİLDİĞİNİ GARANTİ EDER. HASTA DURUMU, KLİNİK TEDAVİ VE ÜRÜN BAKIMI BU ÜRÜNÜN PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR. BU ÜRÜNÜN KULLANIMI, REÇETE YAZAN HEKİM TARAFINDAN VERİLEN TALİMATLARA UYGUN OLARAK YAPILMALIDIR.**

Sürekli ürün geliştirme, fiyatlar, teknik özellikler ve model kullanılabilirliği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Medcomp®, ürünlerini veya içeriğini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Medcomp®, Medical Components, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

DILATATOR ŽILA UPUTE ZA UPORABU

HRVATSKI

NAMJENA:

- Kratkoročna uporaba za ulaz u žilu.

INDIKACIJE:

- Dilatatori žila Medcomp® predviđeni su za perkutani ulaz u žilu radi proširenja otvora žile za potrebe postavljanja katetera u venu ili arteriju.

UPOZORENJA:

Dilatatori žila Medcomp® predviđeni su za uporabu sa žicama vodilicama maksimalnog promjera. Maksimalni promjer žice vodilice koji se može upotrijebiti naveden je na pojedinačnim etiketama dilatatora žila. Primjena žica vodilica povećana je s povećanom učestalosti pojave tromba. Preporučuju se optimalna veličina žice vodilice i razumna uporaba.

Dilatatori Medcomp® predviđeni su za jednokratnu uporabu. NEMOJTE PONOVNO STERILIZIRATI. Ponovnom sterilizacijom mogu se promijeniti fizičke karakteristike materijal i ne treba je pokušavati. Razlike anatomije pojedinačnog pacijenta mogu isključiti primjenu perkutane tehnike.

NAPOMENA: Biološki opasan materijal odložite u skladu s protokolom ustanove.

MJERE OPREZA:

Perkutanu tehniku smije izvoditi isključivo iskusni tehničar za angiografiju. Dilatatori žila isporučuju se sterilni i apirogeni. Nemojte

upotrebljavati ako je pakiranje otvoreno ili oštećeno. Pri uklanjanju iz pakiranja i tijekom uporabe primijenite aseptički postupak. Nemojte obrađivati u autoklavu. Radi izbjegavanja oštećenja i uvijanja dilatatora tijekom uklanjanja iz pakiranja, uhvatite spojnik i polako povucite iz pakiranja. Pri postavljanju i izvlačenju dilatatora potreban je oprez kako bi se spriječila mogućnost oštećenja tkiva.

NUSPOJAVE:

Pri svakom postupku angiografije postoji mogućnost oštećenja stijenke arterije, nastanka tromba, nastanka embolije i odvajanja plaka koji mogu uzrokovati infarkt miokarda, srčane aritmije, moždani udar ili smrt. Liječnik bi trebao biti upoznat s postojećom literaturom o komplikacijama povezanima s angiografijom.

- Proizvod je sterilan u neotvorenom i neoštećenom pakiranju. STERILIZIRANO ETILEN-OKSIDOM.

?

STERILE | EO
- Samo za jednokratnu uporabu. **NEMOJTE PONOVNO UPOTREBLJAVATI**. Ponovna uporaba može dovesti do infekcija ili bolesti/ozljede.

?

STERILIZE
- Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno.

?

STERILIZE
- Prema američkom saveznom zakonu uređaj se može kupiti samo kod liječnika ili na njegovu preporuku.

- Nemojte ponovno sterilizirati.

?

STERILIZE

SKLADIŠTENJE:

Oprezno rukovati. Ne skladištiti na previsokim temperaturama. Dulje izlaganje ultraljubičastom zračenju može izazvati diskoloraciju i promjene fizičkih karakteristika materijala dilatatora.

NACIN ISPORUKE:

Pojedinačna pakiranja u jedinicama od 10 dilatatora u kutiji. Isporučuje se s određenim Medcomp® kompletima za hemodijalizu.

UPUTE ZA UPORABU:
















- Iglom izvršite punkciju žile.
- Uvedite savitljivji (distalni) kraj žice vodilice kroz kanilu igle.
- Uklonite kanilu igle bez pomicanja žice vodilice.
- Provucite dilatator žicom vodilicom kako biste proširili tkivo žile. Uklonite dilatator i uvedite kateter preko žice vodilice.
- Uklonite žicu vodilicu bez pomicanja katetera.

JAMSTVO

Medcomp® JAMČI DA JE OVAJ PROIZVOD PROIZVEDEN U SKLADU S VAŽEĆIM NORMAMA I SPECIFIKACIJAMA. PACIJENTOVO STANJE, KLINIČKO LIJEČENJE I ODRŽAVANJE PROIZVODA MOGU UTJECATI NA UČINKOVITOST OVOG PROIZVODA. OVAJ JE PROIZVOD POTREBNO UPOTREBLJAVATI U SKLADU S NAVEDENIM UPUTAMA I PREMA UPUTAMA LIJEČNIKA KOJI PROPISUJE TERAPIJU.




Zbog trajnog usavršavanja proizvoda, cijene, specifikacije i dostupnost modela podložni su promjenama bez prethodne najave. Medcomp® zadržava pravo izmjene svojih proizvoda ili sadržaja bez prethodne najave.

Medcomp® jest registrirani zaštitni znak društva Medical Components, Inc.

5.1.1		Manufacturer *
5.3.4		Keep Dry *
5.3.5		Non-pyrogenic *
5.3.2		Keep Away from Sunlight *
5.2.3		Sterilized Using Ethylene Oxide *
5.2.8		Do Not Use if Package is Damaged *
5.1.4		Use-by Date *
5.2.6		Do Not Resterilize *
5.1.5		Batch/Lot Number *
5.1.6		Catalogue Number *
5.4.4		Caution, consult Accompanying Documents *
5.4.2		Do Not Re-use *
5.1.7		Authorized Representative in the European Community
		Prescription Use Only ***

***This symbol is in accordance with ISO 15223-1.**

***** FDA guidance Use of Symbols in Labeling.**

	REP
MPS Medical Product Service GmbH	
Borngasse 20	
35619 Braunfels	
Germany	
 Medical Components, Inc.	
1499 Delp Drive	
Harleysville, PA 19438 U.S.A.	
Tel:215-256-4201	
Fax:215-256-1787	
www.medcompnet.com	
	

PN 40568-1BSI

Rev. 8/18 A