



GRIP-LOK®

**EN** Catheter Fixation for MedComp® PICC/CVC

**FR** Fixation de Cathéter pour MedComp® PICC/CVC



This product and packaging does not contain natural rubber latex or DEHP.

PN40599CA Rev. 9/21 A



GRIP-LOK®

**EN** Catheter Fixation for MedComp® PICC/CVC

**FR** Fixation de Cathéter pour MedComp® PICC/CVC



Ce produit et son emballage ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel ni de DEHP.

PN40599CA Rév. 9/21 A



TIDI® Products, LLC  
570 Enterprise Drive  
Neenah, WI 54956 USA  
*Grip-Lok® is a registered trademark of TIDI® Products, LLC.*

*Medcomp® is a trademark of Medical Components, Inc. registered in the United States.*

Distributed By :  
Medical Components, Inc.  
1499 Delp Drive  
Harleysville, PA 19438 USA  
Phone: 215.256.4201  
Fax: 215.256.1787  
www.medcompnet.com



TIDI® Products, LLC  
570, Enterprise Drive  
Neenah, WI 54956 USA  
*Grip-Lok® est une marque déposée de TIDI® Products, LLC*

*Medcomp® est une marque de Medical Components, Inc. enregistrée aux États-Unis.*




Distribué par :  
Medical Components, inc.  
1499 Delp Drive  
Harleysville, PA 19438 USA  
Téléphone : 215.256.4201  
Télécopieur : 215.256.1787  
www.medcompnet.com

## INSTRUCTIONS

**EN**

English

1. **Select** the area for the placement of the Grip-Lok. Note: The catheter should be already inserted in the patient.
2. **Prepare** the skin according to the standard hospital protocol for dressing application. Hair removal may be required on some patients for better adhesion.
3. **Open** the top flap, remove the interior liner and hold the flap open.
4. **Slide** the Grip-Lok under the catheter and adhere in the exposed adhesive cut-out space provided.
5. **Secure** the top flap over the catheter.
6. **Hold** the Grip-Lok in position while removing the paper backing from one side, then the other, to secure on the skin surface.



**Direction:** for added skin protection, skin prep may be used prior to application of securement device.

**Note:** replace securement device if soiled or saturated in fluid.

**Note:** use of an alcohol swab will ease removal of securement device from the skin.

### ⚠ Caution

- ⊗ Sterile, Single use: Do not reuse, reprocess or resterilize. Reuse of device creates a potential risk of serious injury and/or infection which may lead to death.

This product and packaging does not contain natural rubber latex or DEHP.

- ⊗ Do not use if the package is damaged.




- ⊗ Do Not Re-sterilize.

## MODE D'EMPLOI

**FR**

Français

1. **Choisir** la zone de mise en place du Grip-Lok. Remarque : le cathéter doit avoir été inséré au préalable dans le patient.
2. **Préparer** la peau selon le protocole standard de pansement de l'hôpital. Un rasage peut être nécessaire chez certains patients pour assurer une meilleure adhérence.
3. **Ouvrir** le rabat supérieur, retirer le film intérieur et garder le rabat ouvert.
4. Faire **glisser** le Grip-Lok sous le cathéter et le faire coller dans la rainure adhésive prévue à cet effet.
5. **Fixer** le rabat supérieur au-dessus du cathéter.
6. **Maintenir** le Grip-Lok en position tout en retirant le papier protecteur d'un côté, puis de l'autre côté, afin de le coller sur la peau.



**Mode d'emploi :** pour une meilleure protection cutanée, on pourra préparer la peau avant d'appliquer le dispositif de fixation.

**Remarque :** remplacer le dispositif de fixation s'il est sale ou saturé de liquide.

**Remarque :** utiliser un tampon imbibé d'alcool pour faciliter le retrait du dispositif de fixation sur la peau.

### ⚠ Mise en garde

- ⊗ Stérile, à usage unique : Ne pas réutiliser, retraiter ou restériliser. La réutilisation du produit crée un risque potentiel de blessure et/ou d'infection grave pouvant causer le décès.

Ce produit et son emballage ne contiennent ni latex de caoutchouc naturel ni plastifiant DEHP.

- ⊗ Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

- ⊗ Ne pas restériliser.