

	
<div><ul style="list-style-type: none">Reinigen Sie und bereiten Sie die entsprechende Hautfläche gemäß der in Ihrer Einrichtung üblichen Vorgehensweise vor. Behandeln Sie die Hautfläche für eine bessere Haftung mit dem mitgelieferten Hautpräparat des Statlock® Stabilisierungssystems. Gründlich trocknen lassen.Drücken Sie vor Aufsetzen des Verankerungskissens auf die Haut den roten und blauen Tesio® Adapter in die Halterungen des Statlock® Stabilisierungssystems auf dem Verankerungskissen.Ziehen Sie das einseitige Trägerpapier gleichzeitig ab und setzen Sie das Verankerungskissen auf die Haut auf.Fahren Sie mit dem Verbinden der Eintrittsstelle gemäß der in Ihrer Einrichtung üblichen Vorgehensweise fort.Tauschen Sie den Verband des Statlock® Stabilisierungssystems gemäß der in Ihrer Einrichtung üblichen Vorgehensweise aus. Entsorgen Sie alle Instrumente in geeigneten Behältern.Das Statlock® Stabilisierungssystem sollte täglich überwacht und mindestens alle sieben Tage ausgetauscht werden.Biogefährdende Stoffe sind gemäß der in der Einrichtung üblichen Vorgehensweise zu entsorgen.</div>	

	
<div><ul style="list-style-type: none">Entfernen Sie den aufliegenden Verband, wenn das Statlock® Stabilisierungssystem abgedeckt ist.Legen Sie Zeigefinger und Daumen einer Hand auf das Verankerungskissen des Statlock® Stabilisierungssystems an Halterungsseite und heben Sie den roten Tesio® Adapter vorsichtig mit der anderen Hand an. Wenden Sie dieselbe Vorgehensweise an, um den blauen Tesio® Adapter von der Halterung zu lösen.Lösen Sie die Unterseite vorsichtig mit einem Alkoholtupfer und heben Sie das Verankerungskissen des Statlock® Stabilisierungssystems an.</div>	
Hinweis: Den zentralvenösen Katheter für mehr Sicherheit beim Verbandswechsel für das Statlock® Stabilisierungssystem mit Klebeband abkleben.	

Medcomp® empfiehlt keine besondere Technik bei Einsatz dieses Geräts. Der Arzt bzw. die Ärztin sollte eine angemessenen Methode je nach individuellem Patientenzustand und seiner bzw. ihrer medizinischen Erfahrung und Ausbildung auswählen.

GARANTIE
Medcomp® GARANTIERT, DASS DIESES PRODUKT GEMÄSS DEN ANWENDBAREN NORMEN UND VORSCHRIFTEN HERGESTELLT URDE. PATIENTENZUSTAND, KLINISCHE BEHANDLUNG UND PRODUKTWARTUNG KÖNNEN DIE LEISTUNG DES PRODUKTES BEEINTRÄCHTIGEN. DIESES PRODUKT SOLLTE UNTER EINHALTUNG DER MITGELIEFERTEN ANWEISUNGEN UND AUF ANORDNUNG DES VERSCHREIBENDEN ARZTES EINGESETZT WERDEN.

Da unsere Produkte fortlaufend verbessert werden, können die Preise, Spezifikationen und Modellverfügbarkeiten jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Medcomp® behält sich das Recht vor, die Produkte oder Inhalte ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

Medcomp® und Tesio® sind eingetragene Warenzeichen von Medical Components, Inc.

Statlock® ist ein eingetragenes Warenzeichen von C.R. Bard, Inc. oder einer Tochtergesellschaft dieses Unternehmens.

STATLOCK® FÖR TESIO® KATETRAR ANVÄNDARINSTRUKTIONER
SVENSKA
AVSEDD ANVÄNDNING:
<div><ul style="list-style-type: none">En stabiliseringsenhet för Medcomp Tesio® hemodialyskateter.</div>
BESKRIVNING:
<div><ul style="list-style-type: none">Statlock® stabiliseringsenhet är utformad som en stabiliseringsenhet avsedd att användas med Medcomp® centralvenösa hemodialyskatetrar. LATEXFRI</div>
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
<div><ul style="list-style-type: none">Katetern bör sutureras till huden i situationer där det finns risk för förlust av vidhäftning såsom vid en förvirrad patient eller hud med dålig fästformåga.</div>

- Statlock® stabiliseringsenhet bör rutinemässigt inspekteras avseende dess vidhäftning till huden och anslutning till katetern. Kateterpositionen bör kontrolleras avseende korrekt placering. Alkohol och aceton kan försvaga bindningen mellan Statlock® stabiliseringsenhet och huden. Skum- och plastkomponenternas struktur kan ändras vid applicering av alkohol eller aceton. Iakttag särskild försiktighet när höga koncentrationer av aceton eller alkohol används vid rutinemässig vård av införingsstället.
- Placera alltid sterila klisterremсор över katetern eller kateterfattningen för att stabilisera katetern under byte av förband för Statlock® stabiliseringsenhet.
- Minimera kateterhanteringen för att behålla kateterspetsens korrekta position.

	
<div><ul style="list-style-type: none">Enligt amerikansk federal lag får denna produkt endast säljas av eller på order av en läkare. Produkten är steril i öppnad förpackning STERILISERAD MED ETYLENOXID. ^{STERILE TOU}Endast för engångsbruk. FÅR INTE ÅTERANVÄNDAS. Återanvändning kan leda till infektion eller sjukdomar/skador. [Ⓢ]Produkten får inte användas om [Ⓢ]Får inte omsteriliseras. [Ⓢ]Läs alla instruktioner och försiktighetsåtgärder före användningen.</div>	
POTENTIELLA KOMPLIKATIONER:	
<div><ul style="list-style-type: none">Kända tejp- eller klisterallergierHudskador när enheten avlägsnasFörskjutning av utrustning</div>	

	
<div><ul style="list-style-type: none">Rengör och förbered det avsedda hudområdet enligt anläggningens protokoll. Förbered stället med hudprep som medföljer Statlock® stabiliseringsenhet för förbättrad vidhäftning. Låt torka ordentligt.Innan dynan vidhäftas till huden ska de blå och röda Tesio®-adapttrarna tryckas in i dynans hållare för Statlock® stabiliseringsenhet.Skala av pappersdelen en sida i taget och placera dynan på huden.Slutför förbandsläggning av införingsstället enligt anläggningens protokoll.Byt ut förbandet till Statlock® stabiliseringsenhet enligt anläggningens protokoll.Släng all utrustning i lämpliga behållare.Statlock® stabiliseringsenhet bör övervakas dagligen och bytas ut minst var sjunde dag.Kassera biologiska riskmaterial enligt anläggningens protokoll.</div>	

	
<div><ul style="list-style-type: none">Avlägsna överliggande förband om Statlock® stabiliseringsenhet är täckt.Placera ena handens pekfinger och tumme på Statlock® stabiliseringsenhetsdyna på hållarens sidor och lyft försiktigt den röda Tesio®-adaptern med den andra handen. Gör på samma sätt för att lyfta den blå Tesio®-adaptern från hållaren.Stryk försiktigt underytan med en alkoholsvabb medan du lyfter på Statlock® stabiliseringsenhetsdyna.</div>	
Observera: Applicera alltid klisterremсор på centrala venkatetrar för ökad säkerhet under byte av förband där Statlock® stabiliseringsenhet berörs.	

Medcomp® rekommenderar inte någon särskild teknik för användningen av denna utrustning. Läkaren bör bedöma teknikens lämplighet utefter individuella patientförhållanden och sin egen medicinska utbildning och erfarenhet.

STATLOCK® FÖR TESIO® KATETRAR ANVÄNDARINSTRUKTIONER
GARANTI
Medcomp® GARANTERAR ATT DENNA PRODUKT ÄR TILLVERKAD I ENLIGHET MED GÄLLANDE STANDARDER OCH SPECIFIKATIONER. PATIENTENS TILLSTÅND, DEN KLINISKA BEHANDLINGEN OCH PRODUKTUNDERHÅLLET KAN PÅVERKA PRODUKTENS PRESTANDA. ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT BÖR SKE I ENLIGHET MED INSTRUKTIONERNA SOM TILLHANDAHÅLLITS AV FÖRESKRIVANDE LÄKARE.
Till följd av fortsatta produktförbättringar kan priser, specifikationer och modelltillgänglighet komma att ändras utan förvarning. Medcomp® förbehåller sig rätten att ändra sina produkter eller sitt innehåll utan föregående meddelande.
<i>Medcomp® och Tesio® är registrerade varumärken som tillhör Medical Components, Inc.</i>
<i>Statlock® är ett registrerat varumärke som tillhör C.R. Bard, Inc. och närstående företag.</i>

STATLOCK® VOOR TESIO® KATHETERS GEBRUIKSAANWIJZING
NEDERLANDS
BEOOGD GEBRUIK:
<div><ul style="list-style-type: none">Een stabilisatiehulpmiddel voor de Medcomp Tesio® hemodialysekatheter.</div>
BESCHRIJVING:
<div><ul style="list-style-type: none">Het Statlock® stabilisatiehulpmiddel is bedoeld als stabilisatiemiddel voor gebruik met Medcomp® centraalveneuze hemodialysekatheters. LATEXVRIJ</div>
VOORZORGSMAATREGELEN:
<div><ul style="list-style-type: none">De katheter moet met hechtdraad aan de huid worden vastgezet in situaties waarin de kleefkracht verloren kan gaan, zoals bij verwarde patiënten of een niet-kllevende huid.Er moet regelmatig worden gecontroleerd of het Statlock® stabilisatiehulpmiddel goed op de huid kleeft en is bevestigd aan de katheter. Er moet worden gecontroleerd of de katheter goed geplaatst is.Alcohol en aceton kunnen de kleefkracht tussen het Statlock® stabilisatiehulpmiddel en de huid verzwakken. De structuur van het schuim of de kunststof componenten kan door aanbrengen van alcohol of aceton worden gewijzigd. Pas op wanneer hoge aceton- of alcoholconcentraties worden gebruikt bij de routinematige verzorging en het onderhoud van de inbrengplaats.Breng altijd een steriele hechtstrip aan over de katheter of het aanzetstuk van de katheter om de katheter te stabiliseren tijdens een verbandwisseling voor het Statlock® stabilisatiehulpmiddel.Manipuleer de katheter zo min mogelijk om de kathetertip in de juiste positie te houden.</div>
WAARSCHUWINGEN:
<div><ul style="list-style-type: none">Krachten de Amerikaanse (federale) wetgeving mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht.Het product is alleen steriel in een ongeopende verpakking GESTERILISEERD MET ETHYLEENOXIDE ^{STERILE TOU}Uitsluitend voor eenmalig gebruik. NIET OPNIEUW GEBRUIKEN. Hergebruik kan [Ⓢ] infectie of ziekte/letsel tot gevolg hebben.Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. [Ⓢ]Niet opnieuw steriliseren. [Ⓢ]Lees de instructies en voorzorgsmaatregelen alvorens het product te gebruiken.</div>
MOGELIJKE COMPLICATIES:
<div><ul style="list-style-type: none">Bekende allergie voor tape of hechtmiddelenBeschadiging van de huid bij verwijderen van het hulpmiddelLosraken van het hulpmiddel</div>

GEBRUIKSAANWIJZING:
<div><ul style="list-style-type: none">Reinig en prepareer de betreffende huid volgens het protocol van de instelling. Prepareer de huid met bij het Statlock® stabilisatiehulpmiddel geleverd huidpreparatiemateriaal voor een betere hechting. Laat de huid volledig drogen.Voordat u de pad op de huid aanbrengt, duwt u de rode en blauwe Tesio® adapters in de houders van het Statlock® stabilisatiehulpmiddel op de pad.Verwijder het schutvel eerst van de ene kant en vervolgens van de andere kant en plaats de pad op de huid.Breng het verband over de inbrengplaats aan volgens het protocol van de instelling.Vervissel het verband over het Statlock® stabilisatiehulpmiddel volgens het protocol van de instelling.Voer alle benodigdheden af in de daartoe bestemde containers.Het Statlock® stabilisatiehulpmiddel moet dagelijks worden gecontroleerd en ten minste om de zeven dagen worden vervangen.Voer biologisch gevaarlijke afval af volgens het protocol van de instelling.</div>
VERWIJDEREN:
<div><ul style="list-style-type: none">Verwijder het bovenliggende verband als het Statlock® stabilisatiehulpmiddel afgedekt is. Plaats de wijsvinger en duim van uw ene hand op de Statlock® stabilisatiepad ter hoogte van de houder en til de rode Tesio® adapter voorzichtig met de andere hand op. Herhaal deze handeling om de blauwe Tesio® adapter uit de houder te tillen.Wrijf voorzichtig met een alcoholdoekje over het onderoppervlak terwijl u de Statlock® stabilisatiepad oplicht.</div>

Opmerking: Breng tijdens verbandverwisselingen een hechtstrip aan over de centraalveneuze katheter voor extra beveiliging waarbij het Statlock® stabilisatiehulpmiddel betrokken is.

GARANTIE
MEDCOMP® GARANDEERT DAT DIT PRODUCT IS VERVAARDIGD VOLGENS DE VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN EN SPECIFICATIES. DE KLINISCHE BEHANDELING EN HET ONDERHOUD VAN HET PRODUCT KUNNEN DE WERKING VAN DIT PRODUCT BEÏNVLOEDEN. DIT PRODUCT MOET WORDEN GEBRUIKT VOLGENS DE MEGELEVERDE INSTRUCITIES EN VOLGENS DE AANWIJZINGEN VAN DE VOORSCHRIJVENDE ARTS.

REMOÇÃO:
<div><ul style="list-style-type: none">Remova o penso suprajacente se o dispositivo de estabilização Statlock® estiver coberto.Coloque os dedos indicador e polegar de uma mão na almofada do dispositivo de estabilização Statlock®, nas partes laterais do retentor e levante suavemente o adaptador vermelho Tesio® com a outra mão. Repita o procedimento para levantar o adaptador azul Tesio® do retentor.Passo na superfície inferior um cotonete com álcool, ao mesmo tempo que levanta a almofada do dispositivo de estabilização Statlock®.</div>

Vanwege voortdurende verbeteringen aan het product, zijn de prijzen, specificaties en beschikbaarheid van de modellen onder voorbehoud. Medcomp® behoudt zich het recht voor om zijn producten of inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Medcomp® en Tesio® zijn gedeponeerde handelsmerken van Medical Components, Inc.

Statlock® is een gedeponeerd handelsmerk van C.R. Bard, Inc. of een gelieerd bedrijf.

STATLOCK® PARA CATETERES TESIO® INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
PORTUGUÊS
UTILIZAÇÃO PREVISTA:
<div><ul style="list-style-type: none">Um dispositivo de estabilização para o cateter de hemodiálise Medcomp Tesio®.</div>
DESCRIÇÃO:
<div><ul style="list-style-type: none">O dispositivo de estabilização Statlock® é concebido como dispositivo de estabilização para utilização com cateteres de hemodiálise venosos centrais Medcomp®. SEM LÁTEX</div>
PRECAUÇÕES:

<div><ul style="list-style-type: none">O cateter deve ser suturado à pele em situações onde possa ocorrer a perda de aderência, tais como um doente confuso ou pele não aderente.O dispositivo de estabilização Statlock® deve ser verificado regularmente quanto à aderência à pele e à ligação ao cateter. A posição do cateter deve ser verificada para uma colocação correta.O álcool e a acetona podem enfraquecer a ligação adesiva entre o dispositivo de estabilização Statlock® e a pele. A estrutura dos componentes em espuma ou plástico pode alterar-se com a aplicação de álcool ou acetona. Deve ter-se cuidado quando altas concentrações de acetona ou álcool são utilizadas ao tratar do cuidado e manutenção regulares do local de inserção.Coloque sempre uma tira adesiva estéril sobre o cateter ou eixo do mesmo, para estabilizar o cateter durante a mudança de penso para o dispositivo de estabilização Statlock®.Minimize a manipulação do cateter para manter a devida posição da ponta do mesmo.</div>	
--	--

AVISOS:
<div><ul style="list-style-type: none">A legislação federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo apenas a um médico, ou a alguém com ordens expressas por parte do mesmo.O produto é estéril em embalagem fechada e livre de danos. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. ^{STERILE TOU}Apenas para utilização única. NÃO REUTILIZAR. A reutilização poderá provocar uma [Ⓢ]Não utilizar se a embalagem apresentar danos. [Ⓢ]Não reesterilizar. [Ⓢ]Leia as instruções e precauções antes da utilização.</div>

POTENCIAIS COMPLICAÇÕES:
<div><ul style="list-style-type: none">Alergias conhecidas a fitas ou adesivosDanos na pele ao remover o dispositivoDispositivo desalojado</div>

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
<div><ul style="list-style-type: none">Desinfete e prepare a área específica da pele de acordo com o protocolo do estabelecimento. Prepare a área com os respetivos produtos fornecidos com o dispositivo de estabilização Statlock®, para otimizar a aderência. Deixe secar bem.Antes de fazer aderir a almofada à pele, pressione os adaptadores vermelho e azul Tesio®</div>

<div><ul style="list-style-type: none">para que encaixem nos retentores do dispositivo de estabilização Statlock® na almofada.Destaque a película de proteção em papel, um lado de cada vez e coloque a almofada na pele.Faça o penso no local de inserção de acordo com o protocolo do estabelecimento.Substitua o penso do dispositivo de estabilização Statlock® de acordo com o protocolo do estabelecimento.Descarte todo o equipamento em recipientes apropriados.O dispositivo de estabilização Statlock® deve ser monitorizado diariamente e substituído no mínimo a cada sete dias.Descarte qualquer risco biológico em conformidade com o protocolo do estabelecimento.</div>	
---	--

REMOÇÃO:
<div><ul style="list-style-type: none">Remova o penso suprajacente se o dispositivo de estabilização Statlock® estiver coberto.Coloque os dedos indicador e polegar de uma mão na almofada do dispositivo de estabilização Statlock®, nas partes laterais do retentor e levante suavemente o adaptador vermelho Tesio® com a outra mão. Repita o procedimento para levantar o adaptador azul Tesio® do retentor.Passo na superfície inferior um cotonete com álcool, ao mesmo tempo que levanta a almofada do dispositivo de estabilização Statlock®.</div>
GARANTIA
<div><ul style="list-style-type: none">Nota: Aplique uma tira adesiva no cateter venoso central, para maior segurança durante as mudanças de penso que envolvam o dispositivo de estabilização Statlock®.</div>

A Medcomp® não recomenda nenhuma técnica específica para a utilização deste dispositivo. O médico deverá avaliar a sua adequabilidade, considerando as condições individuais do doente, bem como a sua formação e experiência médica.

GARANTIA
Medcomp® GARANTE QUE ESTE PRODUTO FOI FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES. AS CONDIÇÕES DO PACIENTE, O TRATAMENTO CLÍNICO E A MANUTENÇÃO DO PRODUTO PODEM AFETAR O DESEMPENHO DO PRODUTO. O USO DESTES PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS E O QUE FOR INDICADO PELO SEU MÉDICO.

Por causa da continua melhoria de produtos, os preços, as especificações, o modelo e a disponibilidade estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Medcomp® reserva-se o direito de modificar seus produtos ou conteúdos sem aviso prévio.

Medcomp® e Tesio® é uma marca comercial registrada de Medical Components, Inc.

Statlock® é uma marca comercial registrada de C.R. Bard, Inc. ou de uma empresa afiliada.

STATLOCK® ΓΙΑ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TESIO® ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:
<div><ul style="list-style-type: none">Μία συσκευή σταθεροποίησης για τον καθετήρα αιμοκάθαρσης Medcomp Tesio®.</div>
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
<div><ul style="list-style-type: none">Η συσκευή σταθεροποίησης Statlock® είναι σχεδιασμένη ως συσκευή σταθεροποίησης για χρήση με τους κεντρικούς καθετήρες αιμοκάθαρσης Medcomp®. ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ</div>
ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΕΣ:

<div><ul style="list-style-type: none">Ο καθετήρας θα πρέπει να είναι ραμμένος στο δέρμα σε καταστάσεις όπου μπορεί να επέλθει απώλεια προσκόλλησης όπως σύγχυση στον ασθενή ή δέρμα στο οποίο δεν κολλά αυτοκόλλητο.Η συσκευή σταθεροποίησης Statlock® θα πρέπει να επιθεωρείται τακτικά για προσκόλληση στο δέρμα και σύνδεση με τον καθετήρα. Η θέση του καθετήρα θα πρέπει να ελέγχεται για σωστή τοποθέτηση.Η αλκοόλη και η ακετόνη μπορεί να ελασθενίσουν τον κολλητικό δεσμό ανάμεσα στη συσκευή σταθεροποίησης Statlock® και το δέρμα. Η δομή των στοιχείων από αρωράλε ή πλαστικό μπορεί να αλλοιωθεί με την εφαρμογή αλκοόλης ή ακετόνης. Θα πρέπει να δίδεται προσοχή όταν χρησιμοποιούνται ακετόνη ή αλκοόλη σε υψηλή συγκέντρωση κατά την εκτέλεση της συνήθους φροντίδας και συντήρησης του σημείου εισαγωγής.Πάντα να τοποθετείτε αποστειρωμένη αυτοκόλλητη ταινία πάνω στον καθετήρα ή την πλήμνη καθετήρα για να σταθεροποιείται ο καθετήρας με το πάτημα της συσκευής σταθεροποίησης του Statlock®.Ελαχιστοποιήστε τον χειρισμό του καθετήρα για να διατηρηθεί η κατάλληλη θέση του άκρου του καθετήρα.</div>	
---	--

ΠΡΟΕΙΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:	
<div><ul style="list-style-type: none">Ο Ομοσπονδιακός (ΗΠΑ) νόμος περιορίζει αυτήν την συσκευή σε πώληση από ή κατά παραγγελία ενός ιατρού.Το προϊόν είναι αποστειρωμένο σε μη ανοιγμένη συσκευασία.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ^{STERILE TOU}Για μία χρήση μόνο. ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη ή νόσο/τραυματισμό. [Ⓢ]Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά. [Ⓢ]Μην επαναποστειρώνετε. [Ⓢ]Διαβάστε τις οδηγίες και τις προφυλάξεις πριν από τη χρήση.</div>	

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ:
<div><ul style="list-style-type: none">Γνωστές αλλεργίες σε ταινία ή αυτοκόλλητοΒλάβη δέρματος όταν αφαιρείτε τη συσκευήΜετατόπιση συσκευής</div>

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
<div><ul style="list-style-type: none">Καθαρίστε και προετοιμάστε το δέρμα-στόχο σύμφωνα με το πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Προετοιμάστε το σημείο με την προετοιμασία δέρματος που παρέχεται με τη συσκευή σταθεροποίησης Statlock® για βελτιωμένη προσκόλληση. Αφήστε να στεγνώσει καλά.Πριν προσκολλήσετε το επίθεμα στο δέρμα, πατήστε τον κόκανο και μπλε προσαρμογέα Tesio® στους συγκρατητές συσκευής σταθεροποίησης Statlock® στο επίθεμα.Αποκολλάτε την χάρτινη επένδυση σε μία πλευρά κάθε φορά και τοποθετήστε το επίθεμα επάνω στο δέρμα. Ολοκληρώστε την επένδυση του σημείου εισαγωγής σύμφωνα με το πρωτόκολλο της υπηρεσίας.Αντικαταστήστε την επένδυση της συσκευής σταθεροποίησης Statlock® σύμφωνα με το πρωτόκολλο της υπηρεσίας.Απορρίψτε όλο τον εξοπλισμό σε κατάλληλους περιέκτες.Η συσκευή σταθεροποίησης Statlock® θα πρέπει να παρακολουθείται καθημερινά και να αντικαθίσταται τουλάχιστον κάθε επτά ημέρες.Απορρίψτε βιοεπικίνδυνα υλικά σύμφωνα με το πρωτόκολλο του χώρου.</div>

ΑΦΑΙΡΕΣΗ:
<div><ul style="list-style-type: none">Αφαιρέστε την επένδυση κάλυψης εάν είναι καλυμμένη η συσκευή σταθεροποίησης Statlock®.Τοποθετήστε τον δείκτη και τον αντίχειρα του ενός χεριού επάνω στο επίθεμα της συσκευής σταθεροποίησης Statlock® στα πλαίσια του συγκρατητή και ανυψώστε ελαφρώς τον κόκανο προσαρμογέα Tesio® με το άλλο χέρι. Επαναλάβετε να να ανυψώσετε τον μπλε προσαρμογέα Tesio® από τον συγκρατητή.Ταμπονάρετε απαλά την επιφάνεια από κάτω με ένα τολύπιο οιονοπνεύματος ενώ ανυψώστε το επίθεμα της συσκευής σταθεροποίησης Statlock®.Σημείωση: Απλώστε κολλητική ταινία στον κεντρικό φλεβικό καθετήρα για πρόσθετη ασφάλεια κατά τη διάρκεια των αλλαγών επένδυσης που εμπλέκουν τη συσκευή σταθεροποίησης Statlock®.</div>

Η Medcomp® δεν συνιστά μία συγκεκριμένη τεχνική για τη χρήση αυτής της συσκευής. Ο γιατρός θα πρέπει να αξιολογεί την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις συνθήκες του μεμονωμένου ασθενούς και την ιατρική του ή της κατάρτιση και εμπειρία.

ΕΓΓΥΗΣ
Η Medcomp® ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η ΠΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΕΙ.
Λόγω της συνεχιζόμενης βελτίωσης του προϊόντος, οι τιμές, οι προδιαγραφές, και η διαθεσιμότητα μοντέλων υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Η Medcomp® επιφυλάσσει τα δικαιώματός να τροποποιήσει τα προϊόντα ή τα περιεχόμενά της χωρίς ειδοποίηση.

Το Medcomp® και Tesio® είναι σήματα κατατεθέντα της Medical Components, Inc.

Το Statlock® είναι σήμα κατατεθέν της C.R. Bard, Inc. ή μίας συνεργαζόμενης εταιρείας.

STABILIZACIJA ZAŘIZENÍ STATLOCK® PRO KATÉTRY TESIO® NÁVOD K POUŽITÍ
ČESKY
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:
<div><ul style="list-style-type: none">Stabilizační zařízení pro hemodialyzační katétr Medcomp Tesio®.</div>

